

Labindex – mgr inż. Marcin Grzelka



Aparatura laboratoryjna, szkło, meble
pomoc w doborze » sprzedaż » serwis » przeglądy okresowe » IQ/OQ/PQ

Aleja Stanów Zjednoczonych 34 lok. 150, 04-036 Warszawa

▪ tel 22 408 77 88 ▪ fax 22 408 74 11 ▪ www.labindex.pl ▪

e-mail: marcin.grzelka@labindex.pl

Oznaczanie anionów i kationów
z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych.
pH – Jonometry. Automatyczne Titratory
do potencjometrycznego miareczkowania.

pH-Jonometr GLP 22+



pH-jonometr GLP 22+

- ◆ 2 kanały pomiarowe.
- ◆ Przystosowany do pracy z elektrodami jonoselektywnymi I.S.E.
- ◆ Krzywa kalibracyjna 5 punktowa z programowaniem stężenia.
- ◆ Możliwość zapisu 4 krzywych kalibracyjnych w pamięci.



MultiMiernik MM 41

- ◆ 2 kanały pomiarowe pH & ISE.
- ◆ 1 kanał dla przewodnictwa.
- ◆ Możliwość podłączenia 2 mieszadeł magnetycznych tworzących dwa niezależne stanowiska pracy.



Jonometr GLP22+ oraz MultiMiernik MM 41

◆ Jako funkcja JONOMETRU precyzyjne mierniki firmy CRISON zapewniają kalibrację przy użyciu do 5 roztworów wzorcowych w ramach jednej krzywej kalibracyjnej. Stężenia stosowanych roztworów kalibracyjnych zależą od spodziewanej zawartości oznaczanego jonu w badanej próbce materiału.

◆ Przygotowanie elektrod jonoselektywnych:
Elektrody I.S.E. są dostarczane jako gotowe do użycia w protektorze ochronnym.
Przed użyciem jest zalecane kondycjonowanie elektrody przez zanurzenie w roztworze kontrolnym przez 10-20 minut a następnie opłukanie w wodzie dejonizowanej.



Jonometr GLP22+ oraz MultiMiernik MM 41

◆ GLP22+ i MM 41 pozwalają na kalibrację przy użyciu roztworów wzorcowych których stężenie jest wyrażane w mol/l, mg/l, g/l lub mmol/l. Pomiary zawartości danego jonu będą wyrażane w tych samych jednostkach co użyte do kalibracji roztwory standardów.

◆ “KALIBRACJA ISE” wprowadzane parametry:

◆ Krzywa nr ... - maksymalnie 4

◆ Jednostka mg/l - mol/l, mg/l, g/l lub mmol/l

◆ Nazwa jonu Cl⁻ (przykładowo)

◆ Liczba standardów 2 (maksymalnie 5)

◆ 1: 35.45 mg/l Cl⁻ zawartości jonów chlorkowych Cl⁻

◆ 2: 3545 mg/l Cl⁻ zawartości jonów chlorkowych Cl⁻



Jonometr GLP22+ oraz MultiMiernik MM 41

◆ **Poprawny wynik przeprowadzonej kalibracji dla elektrod jonoselektywnych I.S.E. powinien zawierać się w limitach według poniższej specyfikacji:**

◆ **W przypadku jonów jednowartościowych:**

np. Cl^- lub F^-

Nachylenie krzywej: $55 \pm 5 \text{ mV/pX}$ w $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

Czas odpowiedzi < 120 sekund.

◆ **W przypadku pomiarów jonów**

dwuwartościowych: np. Ca^{2+} lub Cu^{2+} ,

Nachylenie: $26 \pm 3 \text{ mV/pX}^2$ w $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

Czas odpowiedzi < 120 sekund.



Jonometr GLP22+ oraz MultiMiernik MM 41

◆ Pomiar w roztworze kontrolnym:

To pomiar wykonywany w roztworze o znanej zawartości (stężeniu) oznaczanych jonów: anionów lub kationów.

◆ Roztwór kontrolny musi być stabilny w czasie.

pH, temperatura i stężenie powinny być stabilne jak w przypadku stosowanych do kalibracji standardów. Stężenie roztworu kontrolnego powinno zawierać się pomiędzy stężeniami standardów kalibracyjnych, użytych do oznaczanych anionów i kationów.



Jonometr GLP22+ oraz MultiMiernik MM 41

◆ WYNIKI:

Należy wyznaczyć wartość średnią z pomiarów i odchylenie standardowe z uzyskanych rezultatów.

◆ Względne odchylenie standardowe powinno wynosić $RSD < \pm 4\%$.

◆ Czas poszczególnych pomiarów powinien być podobny. Nie powinien przekraczać 120 sekund.



Jonometr GLP22+ oraz MultiMiernik MM 41

◆ Kryteria podczas kalibracji i pomiarów I.S.E

Kryteria stabilności podczas kalibracji i pomiarów są programowalne. Używając standardowych kryteriów, odczyt jest uważany przez urządzenie za stabilny gdy wahania potencjału są w granicach 0.1 mV w czasie 10 sekund.


◆ Krzywa kalibracyjna jest wyznaczana z relacji pomiędzy potencjałem elektrody I.S.E. a logarytmem ze stężenia.

Przeprowadzana 3 punktowa kalibracja oznacza że urządzenie wyznaczy dwie krzywe kalibracyjne.

◆ Jonometry CRISON nie narzucają żadnych

limitów dla nachylenia krzywej elektrody jonoselektywnej. Zaleca się aby każdorazowo sprawdzać uzyskane dane kalibracyjne korzystając z opcji w rejestratorze danych.


Elektrody jonoselektywne I.S.E.



CRISON oferuje kompletny zakres najwyższej jakości elektrod jonoselektywnych I.S.E. pokrywających wszelkie wymagania aplikacyjne.

Większość z nich jest produkowana w SZWAJCARJI jako rezultat długoletniego doświadczenia i współpracy z najlepszym na świecie specjalistą w tej dziedzinie – dr Ingoldem.

Elektrody jonoselektywne I.S.E.



Na⁺	0.05 mg/l...23 g/l	pH 3...10
Br⁻	0.4 mg/l...80 g/l	pH 1...12
Cl⁻	1 mg/l...35 g/l	pH 1...12
CN⁻	0.03 mg/l ...0.26 g/l	pH 11...13
I⁻	0.06 mg/l...130 g/l	pH 2...12
Ag⁺	0.05 mg/l...100 g/l	pH 1...9
S₂⁻	0.03 mg/l...32 g/l	pH 13...14
F⁻	0.02 mg/l...20 g/l	pH 4...8
Cu²⁺	0.5 mg/l...64 g/l	pH 2 ...7
Cd²⁺	0.1 mg/l...11g/l	pH 3...7
Ca²⁺	0.04 mg/l...4 g/l	pH 3.5 ...11
K⁺	0.4 mg/l...39 g/l	pH 1...9
NO₃⁻	0.4 mg/l...62 g/l	pH 3...9
NH₄⁺	0.9 mg/l...1.8 g/l	pH 3...8.5
NO₂⁻	0.5 mg/l...460 mg/l	pH 4.5...8

Elektrody jonoselektywne I.S.E.

... Elektrody jonoselektywne najnowszej technologii.

- ◆ Kompaktowe, bezobsługowe.
- ◆ Bez elektrolitu i konieczności wymiany membran.
- ◆ Udoskonalona czułość i przedłużony czas pracy membran w stosunku do rozwiązań klasycznych.
- ◆ Z kablem na stałe z wtykiem BNC.


WAŻNE: Wskaźnikowe elektrody jonoselektywne wymagają do pomiarów elektrody referencyjnej.

Elektroda referencyjna jako układ odniesienia



... Charakterystyka:

- ◆ Elektrolit żelowy, trudny do zanieczyszczenia.
dostarczany z octanem litu, jako mostkiem elektrolitycznym.
- ◆ Elektroda do wszystkich jonoselektywnych elektrod wskaźnikowych I.S.E.
- ◆ Duża, ceramiczna diafragma, prosty montaż i wymiana.
- ◆ Ta elektroda może być również stosowana do ogólnych zastosowań pomiarowych.



Titraty CRISON – potencjometria



| Titratory CRISON

Dlaczego stosuje się automatyczne titratory?

- **Dokładność i powtarzalność analiz.**
- **Jakość i bezpieczeństwo pracy.**
- **Wydajność analityczna.**
- **Oszczędność czasu i odczynników.**

Titratory CRISON

Automatyczne titratory serii TitroMatic.

Produkowane ramach w 2 grup:


- Uniwersalne automatyczne titratory
- ANALIZERY – wykonania specjalne.



Titratory CRISON

Wersje uniwersalnego TitroMatic.

- **TitroMatic 1S z 1 biuretą 10 ml**
- **TitroMatic 1S 2B z 1 biuretą 10 ml i 2 pompami perystaltycznymi**
- **TitroMatic 2S z 2 biuretami 10 ml**
- **TitroMatic 2S 2B z 2 biuretami 10 ml i 2 pompami perystaltycznymi**



| Titratory CRISON

Tryby pracy TitroMatic.

EP - Zdefiniowany Punkt Końcowy

EQ - **Wyznaczany Punkt Równoważnikowy** – tryb pracy stosowany do oznaczania anionów i kationów techniką potencjometrycznego miareczkowania.

Możliwość ręcznego miareczkowania jako dodatek.


Titratory CRISON

Przykładowe, gotowe aplikacje z TitroMatic:

- 1. Oznaczanie chlorków - metodą Morh'a.**
- 2. Oznaczanie chlorków - metoda Carpentier-Volhard'a.**
- 3. Oznaczanie twardości wody.**
- 4. Miareczkowanie przy oznaczaniu azotu metodą Kjeldahla.**


Autopodajniki do titratorów CRISON

SAMPLER 15 pozycyjny:




Autopodajniki do titratorów CRISON

SAMPLER 20 pozycyjny:



Autopodajniki do titratorów CRISON

SAMPLER 45 pozycyjny:



Autopodajniki do titratorów CRISON

Dlaczego TITRATORY firmy CRISON?

Ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji automatycznych titratorów.

Dobrze opracowana oferta. Numery katalogowe zawierają wszystkie niezbędne akcesoria i elektrody dla wymaganej aplikacji.

Niskie koszty części eksploatacyjnych: biuret, elektrod, roztworów.

5 LAT GWARANCJI - JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

CRISON standardy przewodnictwa

147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25°C

1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25°C

12.88 mS/cm @ 25°C



- ◆ To roztwory KCl o różnych stężeniach.
- ◆ Produkowane zgodnie z ASTM D1125-95.
- ◆ Spełniają wymagania NIST jako standardowe materiały odniesienia.
- ◆ Każdy standard CRISON jest dostarczany z Certyfikatem Analizy.

CRISON roztwory buforowe

Roztwór buforowy 4.01 @ 25°C

Roztwór buforowy 7.00 @ 25°C

Roztwór buforowy 9.21 @ 25°C

- ◆ To są bufony techniczne.
- ◆ Produkowane zgodnie z DIN 19267.
- ◆ Spełniają wymagania NIST jako standardowe materiały odniesienia.
- ◆ Każdy jest dostarczany z Certyfikatem Analizy.
- ◆ Dostarczane w kartonowym pudełku.



**Dziękuję
Państwu za uwagę !!!**